



Ficha Técnica

Banco de Abdominales Biosaludable
Cod. WD-010423

Modulo para mejora la musculatura abdominal y lumbar, el consumo de grasa abdominal genera una mejor figura.

Modo de uso:

Tumbese en el equipo, colocando los pies bien sujetos en los estribos para realizar series de abdominales.

Realice esta operación entre 1-3 veces y repita este ejercicio de 10 a 20 veces.

Material:


Estructura de acero pregalvanizado acabado con imprimación + esmalte poliéster al horno de color gris y verde. Respaldo de plástico de alta densidad de color rojo.

Ensamblaje:

Mediante tuercas autobloqueantes y tornillería de acero galvanizado con tapones de plástico coloreado.

Anclaje:

Mediante base de acero galvanizado para su anclaje al suelo, mediante tuercas y tornillos de acero galvanizado con tapa protectora de plástico de alta densidad (Tornillería no incluida).



Características técnicas



Nº máx. de usuarios a la vez: 2



Edad de uso: + 6 años




Dimensiones totales: 1365 x 1464 x 700 mm




Área de impacto: 19,58 m²









Espacio mínimo: 4450 x 4400 mm



Banco de Abdominales Biosaludable
Cod. WD-010423



Suelo de caucho o material amortiguador para caídas



Bloque de hormigon