



# Ficha Técnica

Estiramiento de piernas Biosaludable  
Cod. WD-010404

Módulo de ejercicio que fortalece y desarrolla los músculos de las piernas, la función cardíaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores. También ayuda en la rehabilitación de lesiones, ya que con las piernas se controla la intensidad del ejercicio.

### Modo de uso:

Sentado en la silla, apoye los pies en los reposapiés y empuje lentamente hasta la total extensión de las piernas. Realice esta operación entre 1-3 veces y repita este ejercicio de 8 a 15 veces.

### Material:

Estructura de acero pregalvanizado acabado con imprimación + esmalte poliéster al horno de color gris y verde. Mecanismos formados por ejes galvanizados y rodamientos autolubricados. Asiento y respaldo de plástico de alta densidad de color rojo.

### Ensamblaje:

Mediante tuercas autobloqueantes y tornillería de acero galvanizado con tapones de plástico coloreado.

### Anclaje:

Mediante base de acero galvanizado para su anclaje al suelo, mediante tuercas y tornillos de acero galvanizado con tapa protectora de plástico de alta densidad (Tornillería no incluida).



Características técnicas



Nº máx. de usuarios a la vez: 2



Edad de uso: + 6 años





Dimensiones totales: 635 x 2270 x 1640 mm



Área de impacto: 19,34 m<sup>2</sup>




Espacio mínimo: 3650 x 5300 mm





# Dimensiones

Estiramiento de piernas Biosaludable  
Cod. WD-010404



## Suelo de caucho o material amortiguador para caidas

